

●生体情報モニタ 仕様書

規格、構成内訳下記のとおり

項目（構成内訳）	規格	数量
生体情報モニタ （内訳）	CSM-1702	一式
モニタ本体	CU-172R	5
レコーダユニット	WS-171P	5
リアオプションボード	QI-171P	5
サイドオプションボード	QI-152P	5
SDカード	QM-150P	5
データアキュジションユニット	JA-170P	5
マルチアンプユニット	AA-174P	5
ベッドサイドモニタ	BSM-1763	5
フック	DZ-170P	5
バッテリーパック SB-170P	X161	5
バッテリーパック	SB-970P-CL	5
マルチガス／フローユニット	GF-320R	4
セツゾクケーブル YJ-601P	K978	4
BISx LOC2 チャンネル	186-0195-NK	5
BISx 中継ケーブル	YJ-671P	5
BISx プロテクトカバー	H579A	5
筋弛緩モジュール	AF-201P	5
EMG電極 NM-345Y	NM-345Y	2
筋弛緩モジュール（加速度式）	AF-101P	3
rSO2モジュール Invos SPS1／2	INVOS-SPS1/2CH	1
プロトコル変換インタフェース	QF-802P	1
YJ-920P ECG／BP出力ケーブル	K975	5
DAU接続ケーブル2. 8M	YS-118P1	5
レコーダ接続ケーブル1. 5M	YS-118P8	5
プロトコル変換インタフェース	QF-903P	5
レコーダホルダ	DH-153P	5
ユニットホルダ	DH-159P	5
ホルダ	DH-692P	5
モニタ搭載用GCXアーム部品		5
BR-923P 電極リード線	K917	5
BR-926P 電極リード線	K918	5
ECG中継コード（3／6）JC-906P	K922	5
JL-900P SpO2 中継コード	K931	5
YN-901P 成人用中継エアホース	S902	5
小児用カフ YP-711T	S951B	5
成人用カフ（小） YP-712T	S951C	5
成人用カフ（大） YP-714T	S951E	5
大腿部用カフ YP-715T	S951F	5
JP-900P 血圧中継コード	K951	10
手術部門システムPrimeGaia接続		5
※ TOFモジュール、マルチガスユニット、BISプロセッサ各5式通信ケーブル PrimeGaia接続も行うこと。		
※ 接続作業において、今回調達する機器に接続できる一部の既存機器については今後も継続して使用するため、現場担当者で打合せのうえ既存機器の接続作業も行うこと。		
搬入、据付、調整費含む。		